


Поликлональное Антитело К Thoc4/Alyref Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q86V81

Артикул: CM0030835



введение

THOC4/ALYREF Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований экспорта мРНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THOC4/ALYREF Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Вид	Человек
ID гена	10189
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка THOC4/ALYREF человека (NP_005773.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT ID	Q86V81
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом