


Поликлональное Антитело Против Thoc6 Для Вестерн-Блоттинга - Q86W42

Артикул: CM0019183



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий THOC6 (WDR58/fSAP35) для Вестерн-блоттинга и ELISA. Валидировано на образцах человека и мыши. Подходит для исследований процессинга мРНК и ядерного экспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THOC6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6
Вид	Человек
ID гена	79228
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого THOC6 (NP_077315.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86W42
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом