


Поликлональные Антитела Против Thoc7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6I9Y2

Артикул: CM0017650



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против THOC7, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы на человеке, мыши и крысе. Идеальны для изучения экспорта мРНК и функции комплекса TREX.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против THOC7
Примечания/Псевдонимы	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
Вид	Человек
ID гена	80145
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6I9Y2
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумный пакет