


Анти-Thor1 Поликлональные Кроличы Антитела Для Wb, Elisa - P52888

Артикул: CM0030867



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого THOR1, валидированные для WB и ELISA; реагируют с человеческим, мышиным, крысиным; обнаруживают 79 кДа тимет-олигопептидазу, участвующую в метаболизме нейропептидов и деградации бета-амилоида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THOR1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7064
ID гена	7064
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого THOR1 (NP_003240.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52888
Молекулярный вес белка	79 кДа
Доставка	Сумка со льдом