


Поликлональное Антитело Против Thpo Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P40225

Артикул: CM0019673



введение

Кроличьи rAb против THPO — это поликлональные антитела, валидированные для WB и ELISA, распознающие THPO человека, мыши и крысы. Обнаруживают белок ~38 кДа; идеально подходят для изучения тромбопоэза, регуляции тромбоцитов и развития мегакариоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против THPO
Примечания/Псевдонимы	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7066
GeneID	7066
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-349 THPO человека (NP_001171068.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40225
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом