

Поликлональные Антитела К Anti-Thra Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P10827

Артикул: CM0030230



введение

Кроличьи поликлональные антитела против THRA (альфа-рецептор тиреоидного гормона), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения транскрипции ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к THRA
Примечания/Псевдонимы	AR7; EAR7; ERBA; CHNG6; ERBA1; NR1A1; THRA1; THRA2; c-erbA; ERB-T-1; TRalpha; THRA1alpha; TRalpha1; TRalpha2; c-ERBA-1; THRA1alpha1; THRA1alpha2; THRA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7067
GeneID	7067
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10827
Молекулярный вес белка	55 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент