

Поликлональное Антитело Против Thrp3 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Y2W1

Артикул: CM0029955

введение

Кроличье поликлональное антитело против THRAP3 (TRAP150), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P), ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сплайсинга пре-мРНК, распада мРНК и регуляции циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THRAP3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9967
ID гена	9967
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-500 белка THRAP3 человека (NP_005110.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2W1
Молекулярная масса белка	109 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом