

Кроличья Моноклональная Антитела К Антитромбоксансинтазе Для Вестерн-Блота И Ифа — P24557

Артикул: CM0008345

введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческой тромбоксансинтазе (TXAS/CYP5A1), валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинной мишенью. Идеально подходит для исследований сигнального пути тромбоксана и функции тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тромбоксансинтаза, кроличья мкАнт
Примечания/алиасы	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Thromboxane synthase
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	6916
GeneID	6916
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческой тромбоксансинтазы (P24557)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24557
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодовой пакет