

Кроличья Поликлональная Антитела Против Тромбоксансинтазы Для Wb, Ihc-P, Elisa - P24557

Артикул: CM0023216

введение

Кроличьи поликлональные антитела к тромбоксансинтазе (P24557), валидированные для WB, IHC-P, ELISA на человеке, мыши, крысе. Подходят для изучения синтеза тромбоксана A2, агрегации тромбоцитов и вазоконстрикции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к тромбоксансинтазе
Примечания/Альтернативные названия	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Thromboxane synthase
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6916
GeneID	6916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 355-534 тромбоксансинтазы человека (NP_001052.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24557
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом