

Кроличья Поликлональная Антитело Против Thrsp Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q92748

Артикул: CM0029423

введение

Кроличья поликлональная антитело против THRSP для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ИФА обнаруживает индуцируемый тиреоидным гормоном печеночный белок. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Важный инструмент для исследований липогенеза и транскрипции. Q92748.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THRSP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	S14; Lpgp; THRP; LPGP1; SPOT14; THRSP
Вид	Человек
ID гена (человек)	7069
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-146 человеческого THRSP (NP_003242.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92748
Молекулярная масса белка	17кДа
Доставка	Сумка-холодильник