

Поликлональные Антитела К Тимидинкиназе 1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04183

Артикул: CM0026729



введение

Кроличьи поликлональные антитела к тимидинкиназе 1, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Тимидинкиназа 1 — это фермент, регулируемый клеточным циклом, необходимый для метаболизма нуклеотидов и активации пролекарств. Подходит для исследований рака и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к тимидинкиназе 1
Примечания/Синонимы	TK2; Тимидинкиназа 1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7083
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15-194 тимидинкиназы 1 человека (NP_003249.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04183
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (пакет со льдом)