


Антитела К Кроличьему Моноклональному Анти-Тимидинкиназе 1 (Tk1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04183

Артикул: CM0002438



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческой Тимидинкиназы 1 (TK1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Полезно для изучения метаболизма нуклеотидов, клеточного цикла и синтеза ДНК. Распознает цитозольный фермент с прогнозируемой молекулярной массой 25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тимидинкиназа 1, кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	TK2; Тимидинкиназа 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7083
ID гена	7083
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой Тимидинкиназы 1 (P04183).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04183
Молекулярный вес белка	25kDa
Доставка	Сумка со льдом