

Поликлональные Антитела К Тимидилатсинтазе (Tysy), Валидированные На Нокаут - P04818

Артикул: CM0024110



введение

CamelBio предлагает высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческой тимидилатсинтазы (TYSY). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований метаболизма нуклеотидов и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] TYSY кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7298
GeneID	7298
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-313 человеческого TYSY (NP_001062.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04818
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	В ледяном пакете