


Кроличья Моноклональная Антитело Против Тироглобулина Для If-P, Ihc-P, Ифа - P01266

Артикул: CM0005071



введение

Это кроличье моноклональное антитело распознает человеческий тироглобулин (~305 кДа) и валидировано для иммунофлуоресценции (IF-P), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА. Оно обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным тироглобулином, что делает его подходящим для исследований биосинтеза тиреоидных гормонов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональные антитела к тироглобулину
Примечания/Альясы	TGN; AITD3; Тиреоглобулин
Вид	Человек
GeneID (человек)	7038
GeneID	7038
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1000-1100 человеческого тироглобулина (P01266)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01266
Молекулярная масса белка	305 кДа
Доставка	Холодильный пакет