

Моноклональное Антитело Против Пероксидазы Щитовидной Железы/Тро Для If-P, Ihc-P, Elisa - P07202

Артикул: CM0009501

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческой пероксидазе щитовидной железы (ТРО) для IF-P, IHC-P и ELISA. Подходит для изучения синтеза тиреоидных гормонов и связанных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пероксидаза щитовидной железы/ТРО Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	MSA; TPX; TDH2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	7173
GeneID	7173
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07202
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Хладоэлемент