


Моноклональное Антитело К Тиреотропному Гормону (Ттг) Для Иф, Ihc-P, Ифа - P01215/P01222

Артикул: CM0005430



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против альфа- и бета-субъединиц человеческого тиреотропного гормона (ТТГ). Подходит для применения в ИФ, ИНС-Р и ИФА. Идеально подходит для исследований сигнальных путей гормонов и функций гипофиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к тиреотропному гормону
Примечания/Псевдоним	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 27-116 человеческого CGA и 21-138 человеческого TSHB (NP_000726.1/NP_000540.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01215/P01222
Молекулярный вес белка	13 кДа/16 кДа
Доставка	Сумка со льдом