


Поликлональное Антитело К Тиреотропному Гормону (Ттг) Для Игг-П, Ифа — P01215 / P01222

Артикул: CM0020564



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому тиреотропному гормону (ТТГ), распознающее как альфа-, так и бета-субъединицы. Валидировано для ИГГ-П и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для эндокринологических исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSH-B; TSH-BETA; Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
Вид антигена	Человек
GeneID (человек)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 25-116 и 21-138 тиреотропного гормона (ТТГ) человека (NP_000726.1/NP_000540.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01215/P01222
Молекулярная масса белка	13КДа/15КДа
Условия доставки	С сумкой-холодильником