


Поликлональное Антитело К Tial1 Для Вестерн Блоттинга, Игх-П, Elisa - Q01085

Артикул: CM0025971



введение

Кроличье pAb к TIAL1 детектирует нуклеолизин TIAR у человека, мыши и крысы. Валидировано для вестерн блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Подходит для исследований альтернативного сплайсинга и стрессовых гранул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TIAL1
Примечания/Алиасы	TCBP; TIAR; TIAL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7073
ID гена	7073
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 266-375 человеческого TIAL1 (NP_003243.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01085
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом