


Моноклональное Антитело Против Tifa Для Вб, Игк-П, Ифа - Q793I8

Артикул: CM0011976



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против TIFA для ВБ, ИГК-П, ИФА. Обнаруживает мышиный TIFA — адаптерный белок массой 21 кДа, участвующий в врожденном иммунном сигналинге через NF-κB. Идеально подходит для исследований инфекций и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] TIFA кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативное название	T2bp
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	92610
GeneID (Мышь)	211550
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-184 мышиногo TIFA (NP_001343359.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q793I8
Масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовый пакет