

Кроличье Моноклональное Антитело Против Tifab, Валидированное По Kd, Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q6Znk6

Артикул: CM0005554

введение

Кроличье моноклональное антитело, валидированное по KD, специфичное к человеческому TIFAB, подходит для применения в методах Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально для исследования сигналинга TRAF6 и регуляции пути NF-каппаВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KD] Кроличье mAb против TIFAB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	497189
ID гена	497189
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 62-161 человеческого TIFAB(NP_001092691.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6ZNK6
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В пакете со льдом