


Поликлоональные Антитела Против Tify10A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Lma8

Артикул: CM0019429



введение

TIFY10A кроличья поликлональная антитела (анти-JAZ1) — поликлональные антитела для Вестерн-блоттинга и ИФА у *Arabidopsis thaliana*. Направлены против репрессора сигналинга жасмоната, локализованы в ядре. Идеально подходят для исследований защиты растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIFY10A кроличья rAb
Примечания/Алиасы	AtJAZ1; жасмонат-зим-доменный белок 1; T29M8.5; T29M8_5; TIFY10A
Вид	Arabidopsis thaliana
GeneID	838501
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 154–253 TIFY10A Arabidopsis thaliana (NP_564075.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9LMA8
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Ледяной пакет