

Поликлональное Антитело Anti-Tify11B Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9C9E3

Артикул: CM0023558

введение

Кроличье поликлональное антитело к TIFY11B (JAZ6) Arabidopsis thaliana, нацеленное на репрессор жасмонатной сигнализации. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально для исследований защиты растений и жасмонатного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TIFY11B
Примечания/Альтернативные названия	jasmonate-zim-domain protein 6; T10D10.8; T10D10_8; TIFY DOMAIN PROTEIN 11B; TIFY11B
Вид	Arabidopsis thaliana
GeneID	843577
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 170-269 TIFY11B Arabidopsis thaliana (NP_565043.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9C9E3
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом