

Кроличье Поликлональное Антитело Против Tigar Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nq88

Артикул: CM0020157



введение

Кроличье поликлональное антитело против TIGAR (TP53-индуцированный регулятор гликолиза и апоптоза). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Регулирует гликолиз и апоптоз; используется в исследованиях рака, стресса и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIGAR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	FR2BP; C12orf5; TIGAR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57103
ID гена	57103
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 белка TIGAR человека (NP_065108.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQ88
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом