

Поликлональное Антитело Anti-Tigd1/Eeyore, Полученное У Кролика, Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Mw7

Артикул: CM0023003

введение

Поликлональное антитело к TIGD1, полученное у кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на белок TIGD1/Eeyore, ядерный ДНК-связывающий белок. Идеально подходит для исследований белков, происходящих от транспозлируемых элементов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TigD1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	EEYORE; TIGD1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	200765
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TIGD1 (NP_663748.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q96MW7
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом