


Кроличья Поликлональная Антитело Против Tigit Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q495A1

Артикул: CM0025123



введение

Это валидированное для WB и ELISA кроличье поликлональное антитело против TIGIT распознает человеческий TIGIT и перекрестно реагирует с мышиным. Идеально подходит для исследований иммунных контрольных точек и изучения иммунорегуляции Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIGIT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	201633
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий а.к. 22-141 человеческого TIGIT (NP_776160.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q495A1
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом