


Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Tigit Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q495A1

Артикул: CM0022571



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TIGIT (VSIG9, VSTM3), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с мышинным TIGIT. Идеальны для исследований иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIGIT Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	VSIG9; VSTM3; WUCAM; TIGIT
Вид	Человек
GeneID	201633 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 167-244 человеческого TIGIT (NP_776160.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q495A1
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	В ледяном пакете