


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Tim-1/Kim-1/Havcr - Q5Qns5

Артикул: CM0023656



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против мышиного TIM-1/KIM-1/HAVCR, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с человеческим белком. Обнаруживают белок массой 33 кДа, идеально подходят для исследований повреждения почек, миграции Т-клеток и эффероцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIM-1/KIM-1/HAVCR кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Вид	Мышь
ID гена	171283
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-237 мышиного TIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5QNS5
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом