


Кроличье Моноклональное Антитело Против Tim-3/Havcr2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Артикул: CM0009934



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TIM-3/HAVCR2. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Подходит для исследований иммунных контрольных точек и Т-клеток. 33 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против TIM-3/HAVCR2
Примечания/Псевдоним	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84868
GeneID	84868
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Ледяной пакет