


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Tim-3/Havcr2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Артикул: CM0020107



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого TIM-3/HAVCR2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований иммунных контрольных точек и изучения истощения Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIM-3/HAVCR2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84868
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-202 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом