

Кроличья Моноклональная Антитело Против Tim23 Для Вб, Ип, If/Icc, Ihc-P, Ифа — O14925

Артикул: CM0008874

введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против TIM23 (TIMM23) для ВБ, ИП, IF/ICC, ИHC-P, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным материалом.

Применение в исследованиях митохондриального импорта и митографии.

Молекулярная масса 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье МАб против TIM23
Примечания/псевдонимы	TIM23
Вид	Человек
GeneID (человек)	100287932
GeneID	100287932
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 7-72 человеческого TIMM23 (NP_006318.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, IF/ICC, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14925
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Ледяной пакет