

Кроличьи Моноклональные Антитела К Tim44 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O43615

Артикул: CM0003420



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого TIM44, субъединицы транслоцирующего комплекса внутренней мембраны митохондрий. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с человеческим и крысиным белками. Подходят для исследований импорта митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIM44 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TIM44
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10469
GeneID	10469
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-240 человеческого TIM44 (NP_006342.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O43615
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	С ледяным пакетом