


Анти-Timeless Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Uns1

Артикул: CM0002663



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого белка Timeless (TIM, hTIM) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для изучения репликации ДНК, репарации и регуляции циркадных часов. Специфично к человеку, молекулярная масса 139 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Timeless Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TIM; TIM1; hTIM; FASPS4; Timeless
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8914
GeneID	8914
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1058-1208 человеческого Timeless (Q9UNS1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNS1
Молекулярный вес белка	139kDa
Доставка	Сумка со льдом