


Поликлональные Антитела К Timm10 Для Wb, If/Icc, Elisa — P62072

Артикул: CM0029581



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TIMM10 (субъединица транслоказы внутренней митохондриальной мембраны Tim10), валидированные для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований импорта митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM10 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	TIM10; TIM10A; TIMM10A; TIMM10
Вид	Человек
ID гена (человек)	26519
ID гена	26519
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62072
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодильный пакет