

Поликлональные Антитела Против Timm10B Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5J6

Артикул: CM0028523



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против TIMM10B (FXC1/Tim9b), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходят для изучения импорта митохондриальных белков и функции комплекса TIM22.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM10B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FXC1; Tim9b; TIM10B; TIMM10B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26515
GeneID	26515
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-103 человеческого TIMM10B (NP_036324.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y5J6
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом