

Поликлональное Антитело Anti-Timm17A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q99595

Артикул: CM0030573

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на субъединицу Tim17-A внутренней мембранной транслоказы митохондриального импорта. Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA на образцах человека и мыши. Swiss-Prot: Q99595.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM17A Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	TIM17; TIM17A; TIMM17A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10440
ID гена	10440
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-171 белка TIMM17A человека (NP_006326.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99595
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В пакете со льдом