

Моноклональное Антитело Против Timm17B Для Вестерн-Блоттинга — O60830

Артикул: CM0007723

введение

TIMM17B кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TIMM17B, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований импорта и транслокации в митохондрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM17B кроличье мАб
Примечания/Альтернативные названия	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Вид	Человек
ID гена (человек)	10245
ID гена	10245
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 60–160 человеческого TIMM17B (NP_005825.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60830
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет