

Поликлональные Антитела К Timm17B Для Wb, Elisa - O60830

Артикул: CM0024316

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к TIMM17B, валидированные для методов WB и ELISA на образцах человека и крысы. Мишенью является субъединица транслоказы внутренней мембраны митохондрий Tim17-B, необходимая для транслокации белков через внутреннюю мембрану митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TIMM17B
Примечания/Синонимы	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10245
GeneID	10245
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 53-152 белка TIMM17B человека (NP_005825.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O60830
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет