

## Моноклональное Антитело Против Timm22 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Y584

Артикул: CM0004677



### введение

Кроличье моноклональное антитело против TIMM22 (Tim22), субъединицы потенциал-зависимого канала митохондриального транслоказы TIM22. Подтверждено для вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований импорта мультипроходных белков внутренней мембраны и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TIMM22 Кроличье mAb                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 29928                                                                            |
| GeneID                             | 29928                                                                            |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 20-120 белка TIMM22 человека |
| Источник                           | Кролик                                                                           |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                             |
| SWISS                              | Q9Y584                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 20 кДа                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                |