

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Timm22 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q9Cq85

Артикул: CM0022298

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-Timm22, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с Timm22 человека, мыши, крысы — субъединицей транслоказы внутренней мембраны митохондрий, необходимой для импорта мультипассных трансмембранных белков. Идеально подходит для исследований и разработок в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика Timm22
Примечания/Алиасы	Timm22; Timm22
Вид	Мышь
ID гена	56322
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-121 Timm22 мыши (NP_062792.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9CQ85
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	В пакете со льдом