

Кроличья Поликлональная Антитело К Timm23 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14925

Артикул: CM0029387

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий TIMM23 (TIM23), необходимый для импорта митохондриальных белков и регуляции митрофагии. Валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM23 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TIM23; TIMM23
Вид	Человек
ID гена (человек)	100287932
ID гена	100287932
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 7-72 человеческого TIMM23 (NP_006318.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14925
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет