

Кроличья Поликлональная Антитело Против Timm29 Для Вб, Ип, Ифа — Q8Bgx2

Артикул: CM0020204

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на мышиный Timm29 (SWISS Q8BGX2), подходит для ВБ, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Предназначено для исследований импорта митохондриальных белков и комплекса TIM22.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Timm29 кроличья пАт
Примечания/алиасы	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
Вид	Мышь
GeneID	69773
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-266 мышинного Timm29 (NP_848734.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8BGX2
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник