

Кроличья Поликлональная Антитела Против Timm44 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O43615

Артикул: CM0024024



введение

TIMM44 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA с реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Нацелены на TIMM44 (TIM44) — транслоказу внутренней мембраны митохондрий, необходимую для импорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM44 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TIM44; TIMM44
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10469
ID гена	10469
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 153-452 белка TIMM44 человека (NP_006342.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43615
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом