

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Timm50 Для Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q3Zcq8

Артикул: CM0002009

введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого TIMM50 (TIM50), валидированные для WB, IF, IHC-P, ELISA. Реагируют перекрестно с мышью и крысой. Нацелены на субъединицу транслоцирующего комплекса внутренней мембраны митохондрий, подходят для исследований функции митохондрий и эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM50 кроличыи mAb
Примечания/Псевдоним	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	92609
GeneID	92609
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TIMM50 (Q3ZCQ8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q3ZCQ8
Молекулярный вес белка	40kDa
Доставка	Сумка со льдом