

Поликлональное Антитело Anti-Timm8A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O60220

Артикул: CM0028699

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на субъединицу Tim8 A внутренней мембраны митохондриального импорта у человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Для исследований митохондриального транспорта и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	TIMM8A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1678
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-97 человеческого TIMM8A (NP_004076.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60220
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом