

Антитела Кролика Против Timm8B (Поликлональные) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5J9

Артикул: CM0024447

введение

Поликлональные антитела кролика к TIMM8B (субъединица Tim8 В транслоказы внутренней мембраны митохондрий для импорта) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения импорта белков в митохондрии и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMM8B кролик rAb
Примечания/Псевдоним	DDP2; TIM8B; TIMM8B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26521
ID гена	26521
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-98 человеческого TIMM8B (NP_036591.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5J9
Молекулярный вес белка	9кДа
Доставка	Сумка со льдом