

Анти-Timp1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P01033

Артикул: CM0017433



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к TIMP1, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с TIMP1 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения ингибирования ММП, эритропоэза и сигнальных путей интегринов при онкологических и воспалительных заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMP1 Кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	ЕРА; ЕРО; HCl; CLGI; TIMP; TIMP-1; TIMP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7076
GeneID	7076
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 128-207 человеческого TIMP1 (NP_003245.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01033
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом