

Моноклональное Антитело К Timp2 Для Wb, Elisa - P16035

Артикул: CM0003630



введение

Кроличье моноклональное антитело к TIMP2 человека (ингибитор металлопротеиназ 2), валидированное для методов WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышами, крысами и зелеными мартышками. Подходит для исследований ММП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TIMP2
Примечания/Синонимы	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7077
Идентификатор гена	7077
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-220 TIMP2 человека. (NP_003246.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, зеленая мартышка
SWISS	P16035
Молекулярная масса белка	24 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет