

Поликлональные Антитела К Timp2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16035

Артикул: CM0013001



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TIMP2 человека, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Подходят для изучения ингибирования ММП, ремоделирования тканей и метастазирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TIMP2
Примечания/Синонимы	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7077
GeneID	7077
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 TIMP2 человека (NP_003237.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16035
Молекулярная масса белка	24 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом