

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Timp2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P16035

Артикул: CM0021530



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-TIMP2 для выявления ингибитора металлопротеиназ 2. Протестировано в WB, ИHC-P и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и метастазирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMP2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7077
GeneID	7077
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого TIMP2 (NP_003246.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16035
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом