

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Timp3 Для Wb И Elisa - P35625

Артикул: CM0013092



введение

Поликлональное кроличье антитело против TIMP3, валидированное для WB и ELISA. Определяет TIMP3 человека, мыши и крысы (24 кДа). Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса, рака и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело TIMP3
Примечания/синонимы	SFD; K222; K222TA2; HSMRK222; TIMP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7078
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 110-210 человеческого TIMP3 (NP_000353.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35625
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом